

セルソーターのご紹介 <BD FACSAria Fusion>



mediford
A Member of PHC Group

メディフォード株式会社
熊本研究所 薬理研究部

セルソーター：BD FACSAria Fusion



特定の抗原等を提示している細胞を単一細胞レベルで抽出し、利用することが可能

BD FACSAria Fusion 仕様概要

ベクトン・ディッキンソン社製（2022年導入）

搭載レーザー数： 4レーザー

通常の3レーザー（488, 640, 405 nm）に加えて黄緑（561 nm）

測定可能な色素数： 16カラー

488 nm： 2色

640 nm： 3色

405 nm： 6色


561 nm： 5色

セルソーティング


2方向（15 mL）、4方向（1.5 mLチューブ）

+各種ウェルプレート（6, 24, 48, 96, 384 well）に対応可能

想定利用例 (1)



想定利用例 (2)



想定利用例 (3)



お問い合わせ



私たちだから、できることがある。

Web問い合わせ / 資料請求



<https://www.mediford.com>